

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Transportní sprchová židle

Kód produktu: FS 7962L



1. Charakteristika

Transportní sprchová židle je vyrobena z hliníkového rámu. Je vybavena opěrkou zad a sedákem ve tvaru „U“ z odolného PVC materiálu, sklopnými područkami, sklopnou opěrkou nohou, plnými zadními koly (6") a otočnými předními koly (4") s aretací.

Prvky židle:

- A. Opěrka zad
- B. Područka
- C. Sedák
- D. Zajišťovací kolík
- E. Montážní šroub
- F. Opěrka nohou
- G. Zámek



2. Application

Transportní sprchová židle je pomocné zařízení, které uživateli usnadňuje provádění hygienických úkonů. Židle je doporučena osobám se sníženou pohyblivostí, dysfunkcemi a poruchami motoriky. Židle by měla být používána pouze s pomocí doprovázející osoby. Je určena pro použití v interiéru – v domácím prostředí nebo v nemocnicích.

3. Montáž

Krok 1. Rozložte opěrku nohou.

Krok 2. Zvedněte sedák a upevněte jej na zadní část rámu utažením montážního šroubu.

Krok 3. Vsuňte trubky opěrky zad do zadní části rámu a zajistěte opěrku zad zajišťovacími kolíky.

Krok 4. Spusťte područky.

Židle je připravena k použití.

4. Technické údaje

Celková šířka	54 cm
Celková hloubka	74 cm
Výška sedáku od země	47 cm
Celková výška	88 cm
Rozměry sedáku	40 x 37,5 cm
Hmotnost	6 kg
Maximální nosnost	100 kg

5. Poznámky

Společnost Timago International Group nenes odpovědnost za nesprávné používání výrobku, nedodržování bezpečnostních předpisů ani za jeho nesprávnou manipulaci.

6. Čištění a údržba

Provádějte pravidelnou údržbu jednotlivých částí židle:

- Židli lze čistit vlhkým hadříkem a studenou nebo teplou vodou. Odolné skvrny lze odstranit houbou. Sušte mimo zdroje tepla.



7. Podmínky skladování a přepravy








Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

8. Informace o záruce

Všechny produkty distribuované naší společností jsou kryty zárukou, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listu dostupném na našich webových stránkách. Kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mějte prosím na paměti, že pro uplatnění záruky je nutné uchovat doklad o koupi (účtenka nebo faktura).

9. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
---	------------------	---	---------

	Číslo šarže (LOT)		Kód UDI
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Poznámka		Přečtěte si, prosím, návod k použití.
	Výrobce ověřil shodu s podstatnými požadavky na zdravotnické prostředky.		

Naši kompletní nabídku produktů naleznete u našich distributorů. Více informací na www.timago.com. Děkujeme vám, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



10/2025 (II)